



Moticam T2 Tablet Video Camara Digital

Descripción

- Pantalla de 10.1 LCD con 1280 * 800 (16: 9) píxeles de resolución.
- 1 / 2.5 "sensor de 5.0MP CMOS
- Ranura para tarjeta micro SD (hasta 32 GB)
- Imagen Captura Resolución: 5MP
- Calidad de vídeo Captura: 720P
- Salida HDMI (1080P salida simultánea)
- Android 4.X Sistema Operativo
- 1.6GHz (Quad Core) CPU
- Almacenamiento interno de 16 GB
- 1 GB de memoria DDR3
- Construido en una batería de iones de litio (7000mAh)
- Bluetooth 3.1
- Salida de Wi-Fi (802.11b / g / n, apoyando tanto el modo Hot-Spot o usar
- Existente a la red Si-Fi)
- Precargado optimizado MotiConnectT App
- Incluye software Motic Images Plus 2.0 para plataforma PC / MAC