



**DM-143**

**Estéreo Microscopio**

### Descripción

- Sistema óptico Elite y estética TableGreenough zoom
- Cabezal binocular inclinado 45° con una función de cámara digital CMOS de 1/2 "chip
- 3MP - 2048x1536 píxeles con salida USB 2.0
- Widefield ocular WF10X / 20mm
- Relación de zoom4: 1 , WD = 80mm
- Margen de aumentos: 1X-4X
- FBGG: Tipo Polo de pie con gran base de trabajo
- Sistema de enfoque grueso con ajuste de tensión

- Incidentes y la iluminación halógena transmitida con control de intensidad
  
- Motic Images Plus 2.0 para PC y MAC