



BA210 LED Microscopio Binocular

El nuevo BA210 de Motic ha sido diseñado específicamente para la rigurosidad de los trabajos de rutina

Descripción:

- Cabezal binocular ergonómico 30° de ángulo de observación con distancia interpupilar 55-75mm
- Gran campo de visión con opciones de 18mm o 20mm.
- Oculares gran angulares N-WF10X /20mm con ajuste de dioptrías ± 5 en los dos oculares con prot

- Revólver quíntuple con balineras en estativo y engranajes completamente metálicos.
- Objetivos Plan Acromáticos CCIS EF-N 4X/0.1, 10X/0.25, 40X/0.65/R, 100X/1.25/R-Aceite. Todo el sistema óptico con corrección al infinito tiene protección anti hongos.
- Mandos de enfoque macro y micrométrico coaxial con ajuste de tensión al lado izquierdo y sistema de enfoque por el lado derecho.
- Platina mecánica incorporada de 175x140mm con escala vernier y mandos coaxiales bajos para movimiento de la platina.
- Condensador enfocable y centrable acromático Abbe A.N.0.90 que permite correderas de campo de visión.
- Iluminación Koehler halógena brillante incorporada de 6V/30W
- Fuente de poder Universal 100-240V 50-60Hz, certificada UL y CE,
- Cobertor de Polvo de vinil, filtro azul, aceite de inmersión, llave Allen, cable de poder con soporte para el estativo.
- Revólver quíntuple con balineras en estativo y engranajes completamente metálicos.
- Objetivos Plan Acromáticos CCIS EF-N 4X/0.1, 10X/0.25, 40X/0.65/R, 100X/1.25/R-Aceite.
- Todo el sistema óptico con corrección al infinito tiene protección anti hongos.
- Iluminación Koehler halógena brillante incorporada de 6V/30W
- Fuente de poder Universal 100-240V 50-60Hz, certificada UL y CE,
- Cobertor de Polvo de vinil, filtro azul, aceite de inmersión, llave Allen, cable de poder con soporte para el estativo.
- Certificaciones de calidad ISO 9001 y medio ambientales 14001.