



Microscopio □ Trinocular Panthera C

El Panthera Classic es el último microscopio versátil para el usuario tradicional de microscopios. Ofrece

Otras características de vanguardia incluyen una plataforma mecánica sin bastidor, objetivos acromáticos

Descripción:

- UC-WF10X / 22 piezas de ojo
- Bino / Trino Head
- Plan de infinito corregido Objetivos UC Achromatic 4X a 100X
- Punta de quintuple
- N.A. 0.90 / 1.25 Abbe Condenser
- Platina mecánica sin rack
- Iluminación de 3W LED / 30W Hal Transmitida
- Iluminación Kohler
- USB para cámara externa
- Indicador de intensidad de la luz de la pieza LED
- Capaz de realizar BF, PH, POL, DF, FL (con el ratón LED), técnicas de contraste MMC